

Austauschangebot

UNIMET® 810ST

Tauschen Sie Ihren gebrauchten UNIMET® oder μ P-Sicherheitstester und erhalten Sie beim Kauf eines UNIMET® 810ST eine Gutschrift von 400,00 € (brutto)!

Unsere Angebote – Ihre Kundenvorteile:

UNIMET® von Bender – Universelle Prüfsysteme für medizinisch elektrische Geräte und elektrische Betriebsmittel – schnell, sicher, bequem.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? – Dann fordern Sie Ihr persönliches Angebot bei uns an!

Und das Beste zum Schluss... Wir nehmen Ihren Tester auch in Zahlung, wenn er kein UNIMET® ist!
Voraussetzung: Ihr alter Sicherheitstester kann/konnte nach IEC 62353, DIN EN 62353, DIN VDE 0751-1 und nach DIN VDE 0701-0702 prüfen.



Highlights

- Leichte Bedienung und Handhabung durch Windows-Oberfläche
- PC-Modul mit hoher Performance
- Gestalten eigener Prüfabläufe
- Prüfterminverwaltung
- Mandantenfähigkeit
- Sichtprüfung, elektrische Prüfung und Funktionsprüfung eigendefinierbar

Angebote

Wir interessieren uns für folgende(s) Produkt(e) und möchten ein Angebot mit Informationsmaterial über:

Angebot 1:

**Für Hersteller – normgerechte 25 A-
Schutzleiterstrom-Messung**

UNIMET®810ST

- Control Center, Datenübertragungssoftware
- UNIMET®-Software Update kostenfreies Update für 1 Jahr
- Einweisungsseminar für 1 Person in Grünberg
- Prüfung nach: IEC 60601-1, IEC 62353, DIN EN 62353, DIN VDE 0701-0702
- Softwarelizenz zum Prüfen nach IEC 60601-1
- Externe 25-A-Stromquelle

Angebot 2:

**Für Dienstleister – einfache und normgerechte Prüfung
nach DIN EN 62353...**

UNIMET®810ST

- Control Center, Datenübertragungssoftware
- UNIMET®-Software Update kostenfreies Update für 1 Jahr
- Einweisungsseminar für 1 Person in Grünberg
- Prüfung nach: IEC 62353, DIN EN 62353, DIN VDE 0701-0702



Bitte Formular ausfüllen und
per Mail an: **karl-heinz.rein@bender.de**
oder per Fax an: **06401-807 29731**

Firma: _____

Abteilung: _____

Vorname/Name: _____

Straße/Nr.: _____

PLZ/Ort: _____

Telefon: _____

Telefax: _____

E-Mail: _____



Bender GmbH & Co. KG

Postfach 1161 • 35301 Grünberg • Germany
Londorfer Straße 65 • 35305 Grünberg • Germany
Tel.: +49 6401 807-0 • Fax: +49 6401 807-259
E-Mail: info@bender.de • www.bender.de

BENDER Group